

POINT Mate™ (ACU-Locator™) ポイントメイト (アキュ-ロケーター)

取扱説明書

はじめに

POINT Mate™ (ACU-Locator™)は、操作が簡便かつ正確にツボやトリガーポイントを探索できる手持ち式のポイント探索器です。※医療機器ではございませんので、診断、治療若しくは予防には使用しないようにしてください。

特徴

1. 小さな探索プローブとアース端子を備えたポイント探索器

身体のどの部分においてもポイント信号を抽出する可能性があるため、ポイントを探る時には圧力を強くかけ過ぎないことが重要です。したがって、ツボやトリガーポイントの位置を探る時には、皮膚の表面にできるだけ軽く、最小限の圧力で探索することが重要です。また、ポイントの探索中はプローブをゆっくりと流れるように動かし、常に均一な軽い圧力を維持することで、正しくポイントを探ることが出来ます。

2. 使用前の準備

3.5mm プラグを本体のジャックに差し込みます。ポイントを探る時には、必要に応じて感度ダイヤルを調整します。

3. 感度調整

ポイントの検出感度の調整が出来ます。さまざまな皮膚の状態（乾燥または湿潤した皮膚の状態など）に応じて、感度ダイヤルを使用して感度を上げたり（時計回り）、下げたり（反時計回り）することが可能です。

4. アース端子

完全な電気回路を作成するために、利用者にアース端子を保持してもらする必要があります。

デバイスの使用方法

- 9Vの角型電池を電池ボックスに挿入します。3.5mm プラグを本体のジャックに奥までしっかりと差し込んでください。
- ポイントの探索は身体や耳で可能です。
- ポイントを探るには完全な電気回路を作成する必要があります。自分で使用する場合は、アース端子を片手で保持し、もう一方の手で身体や耳にプローブを当ててポイントを探します。
- 利用者のポイントを探るには、アース端子を利用者に保持してもらい、術者が利用者の身体や耳にプローブを当ててポイントを探します。
- 探索する前に探索部位の皮膚の脂や汗を拭きとってください。感度ダイヤルを調整し、身体や耳に軽く押しあてて、ゆっくりと流れるようにプローブを滑らせていきます。プローブでツボやトリガーポイントが探索できた時、ブザーから連続音が鳴り、同時に LED ライトが連続的に点滅します。
- 使用後は感度ダイヤルをカチッと音が鳴るまで反時計回りに回して本体の電源をオフにします。3.5mm プラグを本体のジャックから外して保管してください。本体を長期間使用しない場合は、本体から電池を取り外して保管してください。



仕様:

本体寸法:100 x 61 x 35 mm

デバイス重量: 75 g(本体のみ)、約 200 g (総重量)

電源: DC9V 角型電池、(PP3・6F22 または同等品)

付属品:コード付き探索プローブ・アース端子 1本

取扱説明書 1部

禁忌・禁止事項:

次のような方には使用しないでください。

- * 心臓疾患のある方。
- * 急性疾患のある方。
- * 悪性腫瘍のある方。
- * 妊娠している方。
- * 頸動脈洞反射過敏の方。
- * 皮膚疾患及び皮膚過敏症の方。
- * 意思疎通が困難な方。
- * 金属アレルギー体質の方

次のような部位には使用しないでください

- * 心臓疾患のある方の胸部。
- * 擦り傷や切り傷など、最近怪我をした箇所。
- * 最近の傷跡または新生皮膚。
- * はん痕・発疹・潰瘍のある部位。
- * 皮膚病疾患部。
- * 目や口腔などの粘膜。
- * 脳血管障害やてんかん発作の病歴をもつ方の頭蓋顔面領域や頸部。
- * 頸動脈洞領域。極端な場合は気道が閉鎖する場合があります。

注意事項:

- * 使用前に、製品全般に損傷（メッキ剥がれ、コード損傷等）がないか目視で確認してください。
- * 探索プローブ・アース端子は専用のものを使用してください。
- * プローブを皮膚に強く押し付けしないでください。皮膚に損傷を与える恐れがあります。
- * 使用中に利用者や製品に異常があった場合には、直ちに機器の使用をお控えください。
- * 製品を分解・改造しないでください。
- * 次回の使用に支障のないように清浄にするようにしてください。
- * 清掃は刺激性の弱い石鹼溶液で湿らせた布で拭き取るようにして、洗剤や水には浸けないでください。
- * 探索プローブ・アース端子のコード洗浄には、アルコールやフロンを使用しないでください。

保管と輸送:

ほこりや汚れのない乾燥した場所で、温度がほぼ一定で、 $-16^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ の範囲内にて保管してください。

輸送時に落としたり、乱暴に扱ったり、極端な温度や湿度にさらしたりしないでください。（ $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 、 $10\sim 98\%$ RH 結露無きこと）。製品が故障したり、何らかの形で損傷した場合には使用しないでください。

基本的に製品は故障するまで使用になれます。一般的に製品の「保管寿命」に制限はございません。

保証について:

製品の保証は購入日から1年間です。保証期間内に発生した製品不良については無償での保証が適応されます。この保証は、他者への貸出、誤使用、過失、事故、乱用による場合には保証対象外となります。製品の誤使用等による直接的または間接的な損失または損害に対するの責任は一切負いかねます。

廃棄について:

製品を廃棄する場合は、現地の環境要件に従ってください。

製造業者、販売業者の名称等:

製造業者	販売業者
TENS PLUS INDUSTRIAL COMPANY C12, 3/F., Wing Hing Industrial Building, 14, Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.	株式会社 Transparence 石川県能美市大成町リ 84 F ビル 2F 連絡先 0761-58-1817